豊田地域医療センターでは全身骨密度装置を導入しました。


HOLOGIC製

HORIZON Wi









腰椎

大腿骨

検査結果報告書

- ・検査時間は腰椎、大腿骨を各30秒ずつ検査します。
- ・被ばくは各部位ごと50µSVで安全性を実現しています。
- ・最新の原発性骨粗鬆症診断基準(2012年版)を採用してます。
- ・検査結果はわかりやすい日本語表記です。
- ・体組成検査では脂肪と筋肉量がグラム単位でわかります。

